



ECOtwin LED

Modernes und benutzerfreundliches CTG-Gerät

- 7-Segment LED-Anzeige
- Datenspeicherung auf USB Stick
- Hochempfindliche 9-Kristall Ultraschallsonden, Frequenz 0,985 MHz
- Wasserfeste Ultraschall- und Tokosonden
- Integrierter Li-Ionen Akku und Thermodrucker
- Netzwerkfähig über RS-232C Schnittstelle
- Inklusive Sonden, Ereignismarker, CTG Gurte, Ultraschallgel, Tragetasche und Druckerpapier



medical **ECONET**
GERMANY

Technische Spezifikationen

Ultraschall
9-Kristall-Sonden
Gepulste Doppler
Ultraschallfrequenz: 0,985 MHz
Intensität: <10mW/cm
FHR Bereich: 50 ~ 240 bpm
FHR Genauigkeit: ± 2%
Wasserfest nach IPX7
Uterus Kontraktion
Externe Messung
Frequenzgang: DC ~ 0,5 MHz
Kalibrierfunktion
Messbereich: 0 ~ 99
Wasserfest nach IPX7
Kindegewegung
Erkennungsmethode: Ultraschall
Duale Kindegewegung
Display
7-Segment LED Display
Anzeige der Herzfrequenz
Druckereinstellung
Druckgeschwindigkeit: 1, 2, 3 cm/min
Autodruckfunktion: 10, 20, 30, 40, 50, 60 min
Alarmstatus-Anzeige per LED
Sound
Herzschlag mit Lautstärkeeinstellung
Tastenton
Signal bei:
Papier aus
Sondenfehler
niedriger Batteriestatus
Alarm Sound

Drucker
Thermodrucker
Druckgeschwindigkeit: 1, 2, 3 cm/min
Druckkontrast: Modus 1, 2, 3
Autodruckfunktion: Aus, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min
Einstellungen
Alarm Ober- und Untergrenzen
Datum & Uhrzeit
Druckkontrast 1, 2, 3
Druckgeschwindigkeit & Zoom-Funktion
FHR Lautstärke
Funktionen
Ereignismarker-Funktion
UC-Kalibrierfunktion
Zoom-Funktion
Schnittstellen
RS-232C / USB
Bluetooth - optional
Umgebungsbedingungen
Temperatur:
Bei Betrieb zwischen 10° und 45°C
Bei Lagerung zwischen -10° und 50°C
Relative Luftfeuchte
Bei Betrieb 30 ~ 85%
Bei Lagerung 20 ~ 95%
Stromversorgung
Akkubetrieb
Netzbetrieb
Standard Zubehör
2 US Sonden, 1 UC Sonde, 1 Ereignismarker, Druckerpapier, Tragetasche, Ultraschallgel, CTG-Gurte
Optionales Zubehör
Gerätewagen

medical **ECONET**
GERMANY

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten