



Smart 1

kosteneffektives CTG Gerät mit DIN A4 Ausdruck



medical **ECONET**
GERMANY

- exakte Aufzeichnung der Herzrate
- höhere Sensibilität durch 1MHz Sonde
- Erfassung der Kindsbewegung
- Ausdruck im DIN A4 Format
- intuitives Bedienkonzept mit Kurzbedienungsanleitung auf dem Gerät

Spezifikationen

Ultraschall	
Ultraschall - Frequenz	1.0MHz
Intensität	< 10mW/cm ²
Messbereich	50 - 240bpm
Genauigkeit	± 1 bpm
Aufnahmequelle Kindsbewegung	gepulste Ultraschallsonde
Sondentyp	9 Kristallelemente
Uterus Kontraktion	
Typ	UC Sonde
Frequenzbereich	DC ~ 0.5Hz
Messbereich	0 ~ 99 Einheiten
Nullabgleich	Ja
Drucker	
Papiergröße	215 mm x 30 m
Druckgeschwindigkeit	1, 2, 3 cm / min
Automatischer Papiereinzug	Ja
Display	
Typ	7 Segment LED, 2 channels (FHR, UC)
Darstellung	Anzeige der fetalen Herzfrequenz und Uterus Kontraktion Alphanumerisch und in Kurvenform
Weitere Anzeigen	Alarm An, Autodruck An / Aus, Netzbetrieb
Einstellungen	
Alarm	untere und obere Alarmgrenzen
Aufnahme / Ausdruck	Geschwindigkeit, Rasterausdruck, Kindsbewegung An / Aus
Spannungsversorgung	240V (50 / 60Hz), 18V / 2,5 A Netzteil
Sonstige	Datum / Uhrzeit, Druckkontrast, Autodruck
Sonstige Funktionen	
Ereignismarker	Ja
Automatische Erkennung der Kindsbewegung	Ja
CTG - Report	Ja
Zubehör	
Standardzubehör	1 US Sonde, 1 UC Sonde, 1 Ereignismarker, 2 CTG Gurte, 1 Rolle Druckerpapier, 1 Flasche Ultraschallgel, Netzkabel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Optionales Zubehör	Gerätewagen


Abmessungen

296 (B) x 305,5 (T) x 97,5 (H) mm, ca. 2,7 kg



CTG - Report

Einfach zu lesender Ausdruck im A4 Format



Hohe Empfindlichkeit



medical **CONET**
GERMANY

Im Erlengrund 20, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0)208 / 377 890 - 0 info@medical-econet.com
f: +49 (0)208 / 377 890 - 55 www.medical-econet.com
facebook.com/medicaleconetgermany

CE 0123

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten